

Aktualizácia programu APEX2017 (02/2019)

Nevyhnutnou podmienkou pre úspešný priebeh aktualizácie je, aby na počítači bol nainštalovaný program **APEX2017** verzie **5.0.1.1**. Aktualizácia pozostáva z nainštalovania aktualizovaného programu do adresára „**MEDIVOX\APEX2017\...**”.

Pracovný postup

- ✓ Vytvorte bezpečnostnú kópiu programu vrátane databázy programu.
- ✓ Ukončíte všetky bežiacie programy vo Windows.
- ✓ Spustíte aktualizáciu programu **APEX2017** pomocou **setup.exe**. Aktualizácia prebehne štandardne do adresára „**MEDIVOX\APEX2017**”.

Prechod na VRP

1. Vo voľbe **Parametre - Základné nastavenie - EPR** je možné prepnúť medzi použitím ERP alebo VRP. Pri výbere VRP bude program po potvrdení ovládača pre registračnú pokladnicu zobrazovať v internetovom prehliadači stránku webovej aplikácie VRP. Na počítači musí byť preto nainštalovaný Microsoft Internet Explorer.
2. Vo voľbe **Parametre - Položky pre ERP** je možné previesť export používaných položiek do importného súboru v XML tvare pre webovú aplikáciu VRP. Importný súbor môže obsahovať maximálne 100 položiek. Ak je položiek pre ERP viac, vytvárajú sa pri exporte automaticky dva XML súbory. Tieto súbory je možné následne importovať do webovej aplikácie pre *VRP* (*postup importu je uvedený v príručke pre používanie VRP*).

Ďalšie informácie na telefónnom čísle **0944/404 648**.

MEDIVOX
Software